




- **Membranes**  
**THE Cover**™ Peritoneum  
**BioCover**® & **BioCover**®6  
**OSSIX**®PLUS  
**OpenTex**™ **OpenTex**™ TR


- **Bone Substitutes**  
**THE Graft**™ **LegoGraft**™  
**THE BCP**™ **MBCP+**™  
**ICB**™ **THE Allo**™

**Hands-On Clips**



Great Quality, Great Benefit  
**Purgo Mall**

Purgo Mall에서 쉽고 빠르게 Purgo 제품을 만나보세요!  
www.purgobio.com



**THE Right Solution**

푸르고바이오리직스가 당신을 위한 케이스별 맞춤컨설팅을 제안합니다



**전문가의 생각, 정확하게 읽어냅니다**

임상전문가들만의 선택!  
최적의 임상결과를 위한 케이스별 맞춤컨설팅  
Bone & Membrane의 전문가, 푸르고바이오리직스와 상의하십시오.



- **Wound Dressing**  
**Gide Tape**® & **Gide Plug**®

- **Suture**  
**Biotex**™

- **Etc**  
**GBR Kit**  
**Wide Cover Cap**

## Bone Substitutes

### Xenograft 이종골

분명한 결과로 입증되는 차원이 다른 기술력

## THE Graft™



● 제품구성

Product	Type	Item No.	Volume	Particle Size
THE Graft™ (Cancellous type)	Vial	BG-A15	0.15g (0.36cc)	250~1000 $\mu$ m
		BG-A25	0.25g (0.6cc)	
		BG-A05	0.5g (1.2cc)	
		BG-A10	1.0g (2.4cc)	
		BG-B05	0.5g (1.8cc)	
		BG-B10	1.0g (3.6cc)	
THE Graft™ (Cancellous type)	Syringe	TG-AS25	0.25cc	250~1000 $\mu$ m
		TG-AS05	0.5cc	
		TG-AS10	1.0cc	
		TG-AS12	1.2cc	
		TG-BS25	0.25cc	
		TG-BS05	0.5cc	
THE Graft™ (Cortical type)	Vial	BG-CA15	0.15g (0.23cc)	250~1000 $\mu$ m
		BG-CA25	0.25g (0.38cc)	
		BG-CA05	0.5g (0.75cc)	
		BG-CA10	1.0g (1.5cc)	

체어타임을 줄여 줄 스마트한 선택

## LegoGraft®



● 제품구성

Product	Type	Item No.	Size
LegoGraft™	Block Type	TCB-01	7x7x7
		TCB-02	8x9x10
		TCB-03	10x11x12
	Ring Type	TCR-01	5x09(03)
		TCR-02	5x09(04)
		TCR-03	5x010(05)

### Aloplast 합성골

HA 60%,  $\beta$ -TCP 40%로 구성된 합성골이식재  
**THE BCP™**



● 제품구성

Product	Type	Item No.	Volume	Particle Size
THE BCP	Vial	TB-A01	0.1g (0.2cc)	250~1000 $\mu$ m
		TB-A15	0.15g (0.3cc)	
		TB-A25	0.25g (0.5cc)	
		TB-A05	0.5g (1.0cc)	
		TB-A10	1.0g (2.0cc)	

### Allograft 동종골

빠른 신생골 형성속도를 자랑하는 Human Bone

## ICB



● 제품구성

Type	Item No.	Volume
Cortical	01-20C	0.5g
	01-25	0.25g
	01-20	0.5g
Cancellous	01-10	1.0g
	BB5x10x10	5x10x10mm
	BB5x10x20	5x10x20mm
Cortical-Cancellous Block	BB10x10x10	10x10x10mm
	BB10x10x20	10x10x20mm

25년간의 임상을 통해 입증된 세계 최고 품질과 기술력을 바탕으로한  
**MBCP+™**



● 제품구성

Product	Item No.	Volume	Particle Size
MBCP+™	0701MG25	0.25cc	500~1000 $\mu$ m
	0701MG50	0.5cc	
	0701MG01	1.0cc	
	0701MG02	2.0cc	

Cortical Bone 70%와 Cancellous Bone 30%로 구성된 Human Bone Powder

## THE Allo™



● 제품구성

Product	Item No.	Volume	Particle Size
THE Allo™	TAP03	0.3cc	425~750 $\mu$ m
	TAP05	0.5cc	
	TAP10	1.0cc	


## Membranes

### Resorbable 흡수성

국내 최초의 돼지 복막 GBR 멤브레인

## THE Cover™

Peritoneum



● 제품구성

Product	Item No.	Size
THE Cover™ Peritoneum	MSCM-1	15x20mm
	MSCM-3	20x30mm
	MSCM-5	30x40mm

빈틈없는 밀착력, 탁월한 조작성, 경쟁력 있는 가격의 스마트한 흡수성 멤브레인

## BioCover®

## BioCover 6®

● 제품구성


Product	Item No.	Size
BioCover®	FA-T1520	15x20mm
	FA-T2530	25x30mm
	FA-T3040	30x40mm
	BC1020	10x20mm
BioCover 6®	BC1725	17x25mm
	BC2030	20x30mm
	BC2740	27x40mm

\*판매단위 5pcs/1box

### Non-Resorbable 비흡수성

Open Barrier Membrane Technique를 위한 최적의 제품

## OpenTex®



● 제품구성

Type	Item No.	Size
non-textured	OpenTex_01	24x30mm
	OpenTex_02	17x25mm
	OpenTex_T01	24x30mm
textured	OpenTex_T06	12x20mm

Space Making을 위한 Titanium으로 강화한 비흡수성 멤브레인의 결정체

## OpenTex® TR




● 제품구성

Product	Item No.	Size	Image
OpenTex® TR	OpenTex-TR_P01	17x25mm	Posterior Single
	OpenTex-TR_P02	24x30mm	Posterior Large
	OpenTex-TR_P03	17x25mm	Buccal
	OpenTex-TR_P05	12x24mm	Anterior Narrow L
	OpenTex-TR_P06	14x24mm	Anterior Single
	OpenTex-TR_P07	30x40mm	XL

### Resorbable 흡수성

골 결손벽까지 대체하는 콜라겐 멤브레인

## OSSIX® PLUS



● 제품구성

Product	Item No.	Size
OSSIX® PLUS	OSP1525	15x25mm
	OSP2530	25x30mm
	OSP3040	30x40mm

## Suture

### Non-Resorbable 비흡수성

통증 Zero에 도전하는 PTFE Suture


## Blotex®



## Wound Dressing

환자의 편안함을 배려한 전문가의 선택

## Gide Tape® & Gide Plug®



● 제품구성

Product	Item No.	Size
Gide Tape®	GT255010	25x50mm / (5ea/1box)
Gide Plug®	GP1020	10x20mm / (10ea/1box)

● 제품구성

Product	Item No.	Size		Size			
		Length(mm)	USP Size	Needle Length	Circle	Point Type	Diameter(mm)
Blotex®	BT301955	55	3-0	19mm	3/8	▽	0.60±0.02
	BT401655	55	4-0	16mm	3/8	▽	0.55±0.02
	BT401955	55	4-0	19mm	3/8	▽	0.55±0.02
	BT501355	55	5-0	13mm	3/8	▽	0.45±0.02

## Etc

GBR 수술을 보다 쉽게 접근할 수 있는 KIT

## GBR Kit




● 제품구성

Product	Item No.	Volume
PURGO GBR KIT (SET)	7301-1	Bone Tack Holder
		Bone Tack Remover
		Simple Bone Tack Case
Titan Pin	SBT-35	Ø3.5 x 3mm (Bone Tack)

골이식시 Overcontouring을 위한 멤브레인의 상방고정시 사용

## Wide Cover Cap



● 제품구성

Product	Item No.	Volume
Wide Cover Cap	WCC-621	06.0/2.1mm
		06.0/3.0mm
		06.0/4.0mm
		07.0/2.1mm
		07.0/3.0mm
		07.0/4.0mm

\*호환여부 : 오스텔(TS 타입) 메가젠(Anyone) 덴티움, 스누프, 네오 디오Internal hex 11도 taper connection 구조 호환 가능! (지세한 호환 여부는 문의주세요)